

غربالگری سرطان روده چیست؟

هدف NHS از غربالگری سرطان روده پیشگیری از سرطان قبل از شروع آن یا تشخیص آن در مراحل اولیه است که درمان در آن آسانتر است.

NHS یک کیت رایگان آزمایش ایمنی شیمیایی مدفوع یا به اختصار FIT را ارسال می‌کند که به شما امکان می‌دهد نمونه‌ی کوچکی از مدفوع را بردارید. در آزمایشگاه بررسی وجود ذرات خون در مدفوع انجام می‌شود.

مشاهده‌ی ذرات خون می‌تواند نشانه‌ی پولیپ یا سرطان روده باشد. پولیپ‌ها توده‌هایی در روده هستند که در طول زمان می‌توانند به سرطان تبدیل شوند. اگر موردی غیرعادی در آزمایش پیدا شود، ممکن است نیاز به آزمایشات بیشتری باشد.

در صورت بروز علائم سرطان روده در هر سنی، حتی اگر اخیراً آزمایش غربالگری را انجام داده باشید، حتماً به پزشک عمومی مراجعه کنید.

چرا غربالگری سرطان روده ارائه می‌شود؟

سرطان روده یکی از شایع‌ترین سرطان‌هاست و غربالگری منظم می‌تواند به پیشگیری یا یافتن آن در مراحل اولیه که درمان در آن آسانتر است کمک کند.

غربالگری سرطان روده برای چه کسانی انجام می‌شود؟

این غربالگری برای هر فردی در سنین 56 تا 74 سالگی انجام می‌شود. وقتی نوبت شما شود، هر 2 سال یک کیت آزمایش غربالگری برای شما ارسال می‌شود. هر بار که یک کیت برای شما فرستاده می‌شود، باید آن را تکمیل کنید.

چگونه آزمایش غربالگری خانگی را دریافت کنم؟

هر فرد واجد شرایط در انگلستان که با پزشک عمومی ثبت نام کرده باشد، به طور خودکار کیت آزمایش به آدرس خانه‌اش ارسال می‌شود.

چه زمانی نتیجه‌ام خواهد رسید؟

نتیجه‌ی شما در طی 2 هفته برای شما ارسال خواهد شد. اگر آزمایشات بیشتری مورد نیاز باشد، به شما اطلاع داده می‌شود. درخواست آزمایشات اضافی لزوماً به این معنی نیست که شما سرطان روده دارید.

آزمایش غربالگری سرطان روده خود را نادیده نگیرید.


Screening
saves
lives

Help us
help you

خط امداد رایگان:
0800 707 6060

نحوه استفاده از کیت غربالگری سرطان روده

1. تاریخ را روی بطری نمونه برداری بنویسید
2. برای گرفتن مدفوع از یک ظرف یا چند لایه کاغذ توالت استفاده کنید
3. اجازه ندهید مدفوع شما به آب توالت برخورد کند
4. درپوش را بچرخانید تا بطری نمونه برداری باز شود
5. با کشیدن میله‌ی نمونه برداری در امتداد مدفوع نمونه را بردارید تا زمانی که تمام شیارها پوشیده شود
6. برای آزمایش فقط به مقدار کمی مدفوع نیاز است، لطفاً بیشتر اضافه نکنید



7. میله‌ی نمونه برداری را دوباره در بطری قرار دهید و درپوش را اندکی فشار دهید تا بسته شود
8. پس از استفاده درپوش بطری نمونه برداری را دوباره باز نکنید
9. لطفاً پس از استفاده دست هایتان را بشویید
10. بطری نمونه برداری را در پاکت بازگشت رایگان ارائه شده قرار دهید
11. نوار چسب را جدا کنید، پاکت را ببندید و پست کنید
12. می‌توانید انتظار داشته باشید که نتایج آزمایش خود را در طی دو هفته دریافت نمایید



آزمایش غربالگری سرطان روده خود را نادیده نگیرید.



اگر یک کیت غربالگری دریافت کرده‌اید، لطفاً آن را تکمیل کنید و در اولین فرصت آن را برگردانید